

ВЕТЕРИНАРНЫЙ ЦИФРОВОЙ РЕНТГЕНОГРАФИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС **PORTA 100HF + AGFA CR 10-X**



САМОЕ ДОСТУПНОЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ВЕТЕРИНАРНОЙ ДИАГНОСТИКИ

PORTA 100HF: компактный корпус, мобильная рентгеновская система с высокочастотным инверторным генератором и японской рентгеновской трубкой TOSHIBA. Коллиматор с таймером на 30 секунд, режимом ручного управления и интегрированной галогеновой подсветкой, функцией анатомического программирования.

Настольный оцифровщик (дигитайзер) **AGFA CR 10-X** считывает рентгенографические пластины при высоком разрешении в 10 пикселей/мм и создаёт безупречные изображения высокого качества. Благодаря простоте эксплуатации и технического обслуживания делает его доступным средством преобразования аналогового сигнала в цифровой. Идеальное решение для небольших ветеринарных учреждений.

МОБИЛЬНОСТЬ И ГИБКОСТЬ ДИАГНОСТИКИ

Портативный рентгеновский аппарат PORTA 100HF обеспечивает мобильность и позволяет проводить диагностические процедуры в разных зонах клиники или даже за ее пределами. Это позволяет удобно обследовать пациентов в различных условиях и обеспечивает гибкость в планировании работы клиники.

ПРОСТОТА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ И ЭКОНОМИЯ ВРЕМЕНИ

Оба аппарата - PORTA 100HF и AGFA CR 10-X - отличаются простотой использования и обслуживания. Это позволяет эффективно использовать оборудование, сокращая время подготовки и обработки диагностических снимков. Быстрая и удобная работа с оборудованием позволяет увеличить пропускную способность клиники и улучшить общий поток пациентов.

ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО ДИАГНОСТИЧЕСКИХ ИЗОБРАЖЕНИЙ

Настольный оцифровщик AGFA CR 10-X гарантирует высокое качество изображений с высоким разрешением. Это обеспечивает точность и четкость при интерпретации диагностических снимков, позволяя получать более надежные результаты и обеспечивать высокий уровень ветеринарного обслуживания.

УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ОБСЛУЖИВАНИЯ ПАЦИЕНТОВ

Комплект PORTA 100HF + AGFA CR 10-X предоставляет все необходимые инструменты для проведения диагностических исследований высокого уровня. Высокое качество изображений и мобильность оборудования позволяют точно определить диагноз и разработать наиболее эффективный план лечения для пациентов, что приводит к улучшению результатов и общего уровня заботы о животных.



Качество изображения и простота обработки. CR 10-X обеспечивает высокое качество изображений при высоком разрешении в 10 пикселей/мм. Программное обеспечение MUSICA автоматически оптимизирует качество изображений.



Надежность и простота использования. Установка CR 10-X проста и требует минимальных усилий. Модульная конструкция упрощает техническое обслуживание и снижает эксплуатационные расходы.



Удобство и мобильность. CR 10-X компактен и может быть установлен в ограниченных пространствах. Может быть использован в передвижных установках, таких как автомобили и грузовики. Сетевые возможности обеспечивают интеграцию в комплексные системы и работу с другим оборудованием.

Agfa NV (Бельгия) является медицинским подразделением корпорации Agfa. Занимается разработкой и производством расходных материалов для аналоговой рентгенодиагностики и цифровых радиологических систем, в том числе плоскопанельного детектора (DR-панели) AGFA DX-D 40G, а также медицинских термографических принтеров и специальных пленок для них.



Компактный и лёгкий.

Размеры (ДхШхВ):
300 x 161 x 160 мм.
Вес 9,2 кг.
Выбор режимов кВ и мАс осуществляется поворотным переключателем.



Память на 8 предустановленных значений кВ/мАс для быстрого выбора параметров экспозиции. Настройте самые часто используемые параметры съемки и больше не думайте о таблицах!



Технология автоматического контроля параметров экспозиции поддерживает постоянство значения кВ, заданного на панели управления. Создана для обеспечения высокого качества изображения даже в случаях нестабильного напряжения в питающей сети, а так же при использовании удлинителей для подключения аппарата.

JOB CORPORATION- японский производитель высококачественных портативных рентгеновских аппаратов и генераторов. В основе линейки PORTA лежат высокие надежность, производительность и сервисная поддержка на территории РФ.





Получайте высококачественные рентгеновские снимки по разумной цене в любом месте

Улучшение качества диагностики позволяет точнее определять состояние здоровья животных, что может привести к увеличению количества посетителей клиники.

ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА УСЛУГ

Комбинация портативного рентгеновского аппарата PORTA 100HF и настольного оцифровщика AGFA CR 10-X позволяет владельцу клиники предоставлять более точную и надежную диагностику. Это улучшает качество услуг и повышает доверие клиентов, что может привести к увеличению числа посещений и рекомендаций.

УВЕЛИЧЕНИЕ ПРОПУСКНОЙ СПОСОБНОСТИ КЛИНИКИ

Благодаря быстрой обработке и доступности результатов диагностики, комплект PORTA 100HF + AGFA CR 10-X позволяет увеличить пропускную способность клиники. Это позволяет проводить больше процедур в течение дня и увеличивает потенциальную прибыль клиники.

ЭКОНОМИЯ НА ОПЕРАЦИОННЫХ РАСХОДАХ

Использование цифрового оцифровщика AGFA CR 10-X позволяет снизить затраты на приобретение и обработку рентгеновской пленки, а также на химикаты для проявки. Это помогает сократить операционные расходы клиники и повысить ее финансовую эффективность.

Комплектация

- Рентгеновский аппарат PORTA100HF
- Оцифровщик AGFA CR -10X
- Кассета 35x43 см
- Компьютер-монитор лаборанта
- Профессиональное ветеринарное программное обеспечение AGFA NX Veterinary

ОПЛАТА

Оплата продукции производится за наличный и безналичный расчёт. Наши менеджеры предложат Вам самые гибкие условия оплаты, варианты рассрочки и лизинга, помогут оформить все необходимые документы. Пожалуйста, свяжитесь с нами любым способом.



Сервисные услуги в комплекте

ПОЛУЧИТЕ МАКСИМУМ ОТ ВАШЕГО НОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ С НАШИМИ СЕРВИСНЫМИ УСЛУГАМИ.



Установка, настройка и запуск

Мы берем на себя настройку вашего рентгенографического комплекса. Готовность к работе - «из коробки».



Обучение сотрудников работе на оборудовании

Мы предлагаем комплексное обучение вашего персонала работе на новом оборудовании, чтобы вы могли использовать его на 100%. Наша команда квалифицированных специалистов ответит на любые вопросы по эксплуатации оборудования как на момент его установки, так и на любом этапе использования.



Техническое гарантийное обслуживание

Мы гарантируем высокое качество сервиса собственными силами. Предоставляем техническое обслуживание, гарантийный и постгарантийный ремонт. Мы сделаем все возможное, чтобы ваше оборудование работало бесперебойно на протяжении всего его срока службы.



ЗАО «ТЕХНО-МЕД» - это:

- 32 год успешной работы на российском рынке медицинских товаров
- всегда большой ассортимент товаров на складе
- дистрибьюторские соглашения с поставщиками
- высокое качество товаров, гарантии
- наличие всех необходимых разрешений и сертификатов
- конкурентоспособные цены
- ценовая и рекламная поддержка дилеров
- авторизованное гарантийное и сервисное обслуживание
- бесплатная доставка в пределах Санкт-Петербурга
- доставка по России и СНГ, в т.ч. таможенное оформление.

www.techno-med.ru
(812) 333-0-331, (495) 225-76-46

